

Balances pour or et carats JE et JP

L'efficacité au quotidien



Excellentes performances

Avec une base en métal, un plateau de pesée en acier inoxydable et une protection contre la surcharge, ces balances robustes résistent à une utilisation quotidienne intense. Leur stabilité élevée garantit des résultats rapides.



Tâches quotidiennes efficaces

Dotée uniquement des fonctions essentielles dont vous avez besoin, la balance offre un fonctionnement simple et rapide. Les poids de contrôle interne vous permettent de tester et de régler votre balance en toute facilité, à tout moment, du bout des doigts.



Mise de niveau aisée

Mettre votre balance de niveau se fait en un clin d'œil grâce à des pieds larges et réglables. Le niveau à bulle est situé sur le devant, facilitant la vérification du niveau et garantissant la précision de votre balance.



Crochet de pesée

Le crochet situé sur la base est idéal pour peser des articles volumineux sous la balance. Grâce à son application intégrée, cette technique peut également être utilisée pour mesurer la masse volumique d'éléments de bijouterie plus volumineux.



Accédez à des fonctions basiques

Pour un pesage de précision

La gamme JE, très complète, répond à l'ensemble de vos besoins quotidiens pour le pesage des bijoux, avec des balances simples et fiables, dont des modèles à 5 décimales pour vous permettre de peser l'or et les diamants avec la plus grande précision. Découvrez leur écran large et clair et toutes leurs fonctions essentielles accessibles du bout des doigts.

Grâce aux poids de contrôle interne, vous pouvez tester et régler votre balance à tout moment à l'aide d'une simple pression sur un bouton pour garantir une précision constante.

La conception robuste offre une stabilité élevée qui garantit des résultats rapides et empêche la balance de bouger en cas de heurt accidentel. Fabriquées à partir de matériaux de qualité, les balances JE vous offriront des années de bons et loyaux services.

Balances pour or JE et JP – Aperçu du modèle

Précision	Modèle*	Portée	Répétabilité	Plateau de pesée	Dimensions (L x l x H)	Interfaces
0,01/0,1 mg	JE155DUG	42 / 152 g	0,04/0,1 mg	∅ 80 mm	210×344×279 mm	RS232
0,001 g	JE203G	220 g	0,001 g	∅ 120 mm	210×319×289 mm	RS232
	JE303G	320 g	0,001 g	∅ 120 mm	210×319×289 mm	RS232
	JE503G	520 g	0,001 g	∅ 120 mm	210×319×289 mm	RS232
0,01 g	JE1002G	1 200 g	0,01 g	180×180 mm	200×319×100 mm	RS232
	JE2002G	2 200 g	0,01 g	180×180 mm	200×319×100 mm	RS232
	JE3002G	3 200 g	0,01 g	180×180 mm	200×319×100 mm	RS232
	JE4002G	4 200 g	0,01 g	180×180 mm	200×319×100 mm	RS232
	JE5002G	5 200 g	0,01 g	180×180 mm	200×319×100 mm	RS232
0,1 g	JP16001G	16 200 g	0,1 g	351×245 mm	363×346×118 mm	RS232, USB
	JP32001G	32 200 g	0,1 g	351×245 mm	363×346×118 mm	RS232, USB



Balances pour carats JE – Aperçu du modèle

Précision	Modèle*	Portée	Répétabilité	Plateau	Dimensions (L x l x H)	Interfaces
0,1 mct / 1 mct	JE155DUG	210 ct / 760 ct	0,2 mct / 1 mct	∅ 80 mm	210×344×279 mm	RS232
0,001 ct / 0,1 mg	JE503C	505 ct / 101 g	0,001 ct / 0,1 mg	∅ 90 mm	210×344×279 mm	RS232
	JE703C	700 ct / 140 g	0,001 ct / 0,1 mg	∅ 90 mm	210×344×279 mm	RS232
	JE1103C	1 100 ct / 220 g	0,001 ct / 0,1 mg	∅ 90 mm	210×344×279 mm	RS232

* Tous les modèles sont disponibles en version homologuée.

* Des modèles sans poids de contrôle internes sont également disponibles (ExCal).



Caractéristiques

Résultats précis	Cellule de pesée à compensation de force électromagnétique
	Réglage interne (JE)
	FACT (Réglage interne entièrement automatique) (JP)
	Certifiées conformes aux normes OIML, NTEP
Fonctionnement efficace	Écran LCD clair et lumineux (JE), écran HCD à fort contraste (JP)
	Analyse statistique des données
	Protection des menus
	Option d'affichage secondaire
	Niveau à bulle frontal
	Crochet sous la balance permettant le pesage par suspension
Qualité	Base métallique
	Plateforme et plateau en acier inoxydable
	Protection contre les surcharges
	Faible encombrement
Connectivité	Interface RS232
	Bluetooth en option
	Fonction PC Direct intégrée pour un transfert facile des données



16 unités de pesage

ct, g, mg, kg, livre, once, once de Troy, grain, pennyweight, momme, mesghal, tael de Hong Kong, tael de Singapour, tael de Taiwan, tical, tola, Baht (selon les réglementations nationales)

Accessoires



Écran auxiliaire

Permet à votre client de voir le résultat de la pesée.



Imprimante RS-P28

Assure une documentation précise



Kit de détermination de masse volumique

Détermination simple et rapide de la pureté de l'or.



Poids de contrôle CarePac®

Les tests de routine avec deux poids seulement garantissent une précision constante.



Housse de protection

Protection supplémentaire contre la poussière et la saleté.

www.mt.com/je-jewelry

Pour plus d'informations

METTLER TOLEDO Group

Laboratory Weighing
Local contact: www.mt.com/contacts

Sous réserve de modifications techniques.
© 11/2022 METTLER TOLEDO. Tous droits réservés.
30553678C
Group MarCom RITM967243 KK