

Risultati accurati con una bilancia versatile e portatile



Struttura compatta

Struttura compatta e maneggevole che non compromette affidabilità e prestazioni. Ampio piatto di pesata per la massima comodità di lavoro.



Portatili e ricaricabili

Ogni modello PL-S può funzionare a batteria (anche con batterie ricaricabili opzionali) o a corrente e risulta dunque ideale quando non è possibile il collegamento alla rete elettrica.



Richiamo del peso e coefficiente libero

Premendo un tasto è possibile richiamare il valore stabile della pesata più recente per controllare i dati trascritti. Si può ripetere l'operazione un numero illimitato di volte. Il coefficiente libero semplifica al massimo la moltiplicazione dei risultati per una costante.



Modelli ad alta precisione

La bilancia PL83-S è uno dei modelli con risoluzione al milligrammo più compatti tra quelli disponibili sul mercato. È la soluzione ideale quando si ha bisogno di elevate prestazioni ma lo spazio è limitato.



Linea Classic Light PL-S

Bilance portatili ad alta precisione

Le bilance Classic Light PL-S offrono risultati accurati, praticità d'uso ed elevata qualità in una struttura compatta. La PL83-S, una delle bilance con risoluzione al milligrammo più piccole tra quelle disponibili sul mercato, è la soluzione ideale quando si necessita di precisione ma lo spazio è limitato. Inoltre i programmi applicativi integrati rendono le bilance portatili PL-S ancora più versatili.

Bilance Classic Light PL-S – modelli disponibili



Risoluzione	Modello	Carico max.	Regolazione	Ripetibilità	Linearità	Certificazione	Dimensioni bilancia (LxPxH)	Piatto di pesata (mm)
0,001 g	PL83-S	81 g	esterna	0,0008 g	0,002 g	•	194x225x137 mm	Ø 100
0,01 g	PL202-S	210 g	esterna	0,008 g	0,02 g		194x225x67 mm	Ø 120
(*S2=0,02 g)	PL202-S2*	210 g	esterna	0,008 g	0,02 g	•	194x225x67 mm	
0,01 g	PL602-S	610 g	esterna	0,008 g	0,02 g	•	194x225x67 mm	Ø 160
	PL802-S	810 g	esterna	0,008 g	0,02 g	•	194x225x67 mm	
	PL1502-S	1.510 g	esterna	0,01 g	0,03 g	•	194x225x67 mm	
0,1 g	PL601-S	610 g	esterna	0,08 g	0,2 g	•	194x225x67 mm	
	(*S2=0,2 g) PL1501-S	1.510 g	esterna	0,08 g	0,2 g		194x225x67 mm	
	PL1501-S2*	1.510 g	esterna	0,1 g	0,2 g	•	194x225x67 mm	
	PL3001-S	3.100 g	esterna	0,08 g	0,2 g		194x225x67 mm	
	PL3001-S2*	3.100 g	esterna	0,1 g	0,2 g	•	194x225x67 mm	
	PL6001-S	6.100 g	esterna	0,08 g	0,2 g	•	194x225x67 mm	
	PL8001-S	8.100 g	esterna	0,08 g	0,2 g	•	194x225x67 mm	
	1 g	PL6000-S	6.100 g	esterna	0,8 g	2 g	•	

Caratteristiche



Regolazione eseguita con la semplice pressione di un tasto e con l'aiuto di un peso esterno



La custodia protettiva ricopre l'intera struttura, proteggendo la bilancia da macchie e graffi



Funzionamento a batteria Completamente indipendente dalla rete di alimentazione per 20 ore



Gancio per operazioni di pesata al di sotto della bilancia



Unità Risultati di pesata in diverse unità di misura: kg, g, mg, lb, oz, ozt, GN, dwt, mo, m, tl (a seconda del paese)



Incremento display per operazioni di pesata più rapide con risoluzione ridotta

Interfacce opzionali per PL-S



PL-S/03: RS232 + interfaccia per display ausiliario



PL-S/10: batterie ricaricabili integrate



PL-S/13: RS232 + interfaccia per display ausiliario + batterie ricaricabili integrate

Applicazioni

Conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata dinamica, richiamo del peso, controllo del peso, coefficiente libero

Accessori



Stampante RS-P26
N° d'ordine 11124300
Ergonomici tasti funzione di azzeramento, regolazione data/ora, alimentazione, stampa



LabX Direct balance
N° d'ordine 11120340
Semplice immissione dei dati collegando la bilancia a un PC



Dispositivo antifurto
N° d'ordine 590101
Cavo in acciaio con serratura universale per proteggere la bilancia



Display ausiliario
N° d'ordine 12102508



Pesi certificati
Pesi per test e regolazioni personalizzate con riferibilità garantita
www.mt.com/weights



Custodia di trasporto
N° d'ordine 12102982
Per gli esperimenti sul campo: contiene la bilancia portatile, l'adattatore per corrente alternata, le batterie e i pesi

GWP®
Good Weighing Practice™
www.mt.com/GWP



Mettler-Toledo AG
Laboratorio e tecnologie di pesata
CH-8606 Greifensee, Svizzera
Tel. +41 44 944 22 11
Fax +41 44 944 30 60

Soggetto a modifiche tecniche
©03/2010 Mettler-Toledo AG
Stampato in Svizzera 11795771

www.mt.com

Per ulteriori informazioni