

GlassMaster 电动吸液器

重量仅为180克

GlassMaster是目前市面上最轻的电动吸液器之一，可与所有1-50ml塑料或者玻璃标准移液管配套使用。

有效防止污染

配有0.45 μ m和0.22 μ m疏水性过滤器，可防止样品液蒸汽进入吸液器或者样品液过吸进入吸液器，造成污染。

提供3种速度选择

让您便可以便捷控制吸液和排液速度。

充好电后，GlassMaster正常情况下可以工作8小时左右

当只剩下1个小时电量时，信号灯会闪烁提醒；GlassMaster还可以边充电边使用，非常方便。

GlassMate吸液器

提供便捷的手动吸液操作，左/右单手操作，操作简单轻松；硅树脂吸球吸液，拇指控制杆下压排液，小吹球排除移液管内多余样品；配有0.45 μ m疏水性过滤器；有多种颜色可供您选择：白色，青色，淡紫色，粉红色。



RAININ

Pipetting 360°

GlassMaster Turbo 电动吸液器

在使用10, 25, 50和100ml等大容量移液操作时，吸液/排液更加快速；同时GlassMaster Turbo还可兼容GlassMaster的所有配件和过滤器。

订货信息吸液器

型号	产品描述	订货号
GM-100 EU	电动吸液器(1-50ml), Glass Master	17002394
GM-200 EU	电动吸液器(10-100ml), Glass Master Turbo	17005916
GMT-100	手动吸液器(1-100ml), Glass Mate	17002392

电动吸液器包含一个固定架，一组过滤器和一个充电器

METTLER TOLEDO