

# 工作流程更快、可重复性更高 经济实惠的便携式96通道移液

## 高通量移液



### 简化工作流程

从无接触式退吸头和可编程Pipetting Depth Recall™ (移液深度调用), 到精确的速度控制和保存多步骤的复杂方案的能力, Rainin MicroPro提高了生产率, 减少了操作人员的错误并提高了实验室工作台的重复性。



### 您的研究助手

MicroPro不只是简单地用于添加和混合试剂, 还实现了多项便利功能, 诸如等分分配、通过混合进行样品稀释以及通过混合进行多次吸液。



### 自定义方案

自定义方案易于创建, 并允许您构建和保存一系列完全符合您的方案需求的自定义指令和液体处理步骤。



### 紧凑型设计

MicroPro高12英寸, 宽7.5英寸, 作为市场上小巧的半自动96通道移液器, 它可为生物安全柜或实验室工作台省出宝贵空间。MicroPro重量超过11磅, 是真正意义上的便携式系统。



## Rainin MicroPro 20和300 卓越的易用性和出色的速度

无论是填充板还是多步骤的复杂工作流程, Rainin MicroPro 96通道电动台式移液器均可简化96孔和384孔微孔板的工作。MicroPro设计紧凑、性价比高且易于使用, 可无线连接至高分辨率触摸屏控制器, 操作直观方便, 所有功能触手可及。

# Rainin MicroPro

## 更快、更好的工作流程

- 20 µL和300 µL的型号
- 多功能移液
- 直观的触摸屏操作界面
- RingLock吸头系统
- 移液深度调用
- 无接触式退吸头
- 保存的程序
- 10倍速度控制

## 技术数据

性能	MicroPro 20	MicroPro 300
容量范围	2 - 20 µL	5 - 300 µL
系统误差 (单通道)	20 µL ± 1.0 % (0.20 µL) 10 µL ± 1.5 % (0.15 µL) 2 µL ± 5.0 % (0.10 µL)	300 µL ± 1.0 % (3.0 µL) 150 µL ± 1.5 % (2.25 µL) 30 µL ± 1.5 % (0.45 µL) 15 µL ± 2.0 % (0.30 µL)
随机误差 (单通道)	20 µL ≤ 0.5 % (0.10 µL) 10 µL ≤ 1.0 % (0.10 µL) 2 µL ≤ 3.0 % (0.06 µL)	300 µL ≤ 1.0 % (3.0 µL) 150 µL ≤ 1.0% (1.50 µL) 30 µL ≤ 1.0 % (0.30 µL) 15 µL ≤ 2.0 % (0.30 µL)
尺寸和重量		
长度	240 mm (9.5英寸)	216 mm (8.5英寸)
宽度	190 mm (7.5英寸)	190 mm (7.5英寸)
高度	320 mm (12.6英寸)	320 mm (12.6英寸)
重量	5 kg (11 lbs)	5 kg (11 lbs)
电源		
输入 (交流)	100 - 240V 1.6A 50 - 60Hz	
输出 (直流)	24V 2.5A	

Rainin、Pipetting 360+和MicroPro是Mettler-Toledo Rainin, LLC的商标。



## 订购信息

描述	最大值量程	订货号
MicroPro仪器		
MicroPro 20电动96通道移液器 - 全球		30852641
MicroPro 300电动96通道移液器 - 全球		30852640
MicroPro吸头		
MPR 20 µL LS 4800/50移液器吸头	20 µL	63305398
MPR 20 µL LF 4800/50移液器吸头	20 µL	63305397
MPR 300 µL LS 4800/50移液器吸头	300 µL	63305400
MPR 300 µL LF 4800/50移液器吸头	300 µL	63305399
MicroPro附件		
MPR 96/96双盘双嵌套		30835030

NA: 北美; MPR: MicroPro; S: 已灭菌; F: 过滤器; L: 低吸附

### METTLER TOLEDO集团

本地联系方式: [www.mt.com/contacts](http://www.mt.com/contacts)

如有技术更改, 恕不另行通知

© 04/2023 METTLER TOLEDO。保留所有权利

30878598修订版B

Rainin MarCom

[www.mt.com/rainin](http://www.mt.com/rainin)

了解更多信息