

# レイニンのピペットサービス

## オンサイトサービス

ピペット校正および修理サービス

**Rainin, Gilson, Eppendorf, Thermo Fisher, Sartorius...**

### オンサイトサービス お客様のラボで作業後速やかに返却

- 最小限の作業日数(終わり次第お渡し可能)
- レイニンはもちろん、他メーカーのほぼすべてのモデルのピペットにも対応
- お客様の研究室・作業環境にてピペット校正を実施
- 外部に持ち出せないピペットの管理に最適
- メトラー・トレドの天びんを使用
- メトラー・トレドの専門技術者が対応
- 作業後速やかに検査報告書(PDF)を発行
- ISO 17025 認定サービス



### 校正プラン

スタンダードプラン	アドバンスドプラン	認定プラン
定期的なサービスを必要とするラボ	過去のパフォーマンスが重要な場合	より詳細なデータを必要あるいはISO 8655レベルをご希望の場合
Perfect for <b>Academic Research R&amp;D</b>	<b>Pharma Biotech Clinical</b> research labs	<b>GLP/GMP Regulated Labs</b>

詳細は次項をご参照ください

▶ [www.mt.com/JP-PIP\\_SVC](http://www.mt.com/JP-PIP_SVC)

**METTLER TOLEDO**

# オンサイトサービス サービスプラン

- \* 別途エリアに応じて、派遣費がかかります。（詳細はお問い合わせください）
- \* 最低受付本数の目安：2x4 シングル20本～、3x10 シングル10本～、2x4 8CH 8本～
- \* 一日当たりの最大処理本数：2x4 シングルのみで50本程度、3x10 シングルのみで25本程度、2x4 8CHのみで14本程度

スタンダードプラン	予防保守	調整前	調整後	検査報告書
定期的なサービスを必要とするラボ	✓	なし	1点4回 / 1点10回 2点4回 / 3点10回	✓

- 必要に応じてシール交換、校正後のリークテストを含む予防保守
- ISO 8655に基づく校正
- 詳細な測定データを記載した検査報告書

品番	プラン名
17800342	Onsite Single Ch PM, 1x4 AR
17800339	Onsite Single Ch PM, 1x10 AR
17800347	Onsite Single Ch PM, 2x4 AR
17800349	Onsite Single Ch PM, 3x10 AR
17800292	Onsite Multi-8 PM, 2x4 AR
17800256	Onsite Multi-12 PM, 2x4 AR
17800294	Onsite Multi-8 PM, 3x10 AR
17800258	Onsite Multi-12 PM, 3x10 AR

アドバンスドプラン	予防保守	調整前	調整後	検査報告書
過去のパフォーマンスが重要な場合	✓	1点4回 / 1点10回 2点4回	1点4回 / 1点10回 2点4回	✓

このプランには、スタンダードプランで提供されるすべてのサービスが含まれます。

- 調整前校正結果を記載
- 校正証明書の発行は別料金となります

品番	プラン名
17800308	Onsite Single Ch 1x4 AF, PM, 1x4 AR
17800300	Onsite Single Ch 1x10 AF, PM, 1x10 AR
17800320	Onsite Single Ch 2x4 AF, PM, 2x4 AR
17800272	Onsite Multi-8 2x4 AF, PM, 2x4 AR
17800236	Onsite Multi-12 2x4 AF, PM, 2x4 AR

認定プラン	予防保守	調整前	調整後	検査報告書
より詳細なデータを必要な場合 あるいはISO 8655レベルをご希望の場合	✓	3点10回	3点10回	✓

このプランには、アドバンスドプランで提供されるすべてのサービスが含まれます。

- ISO 8655の許容範囲内で校正済み
- ISO 17025校正証明書（測定の不確かさ、履歴、校正ラベルを含む）（証明書発行は別料金となります）

品番	プラン名
30767915	Onsite Single Ch 3x10 AF, PM, 3x10AR
30767929	Onsite Multi-8 3x10 AF, PM, 3x10 AR
30767865	Onsite Multi-12 3x10 AF, PM, 3x10 AR

## オプション

品番	プラン名
30520743	校正証明書の発行 (ISO 17025)
30521281	トレーサビリティ体系図発行

お問い合わせはこちら

WEB ▶ [www.mt.com/JP-PIP\\_SVC](http://www.mt.com/JP-PIP_SVC)  
Email ▶ [service.pipet.jp@mt.com](mailto:service.pipet.jp@mt.com)

メトラー・トレド株式会社 技術サービスセンター  
TEL:03-5815-5515  
©11/2024 Mettler-Toledo K.K.,  
Printed in Japan

代理店名

For more information

●製品の仕様・サービスの内容は予告なく変更することがありますので  
あらかじめご了承ください