

レイニンのピペットサービス


返送校正サービス

ピペット校正および修理サービス

Rainin, Gilson, Eppendorf, Thermo Fisher, Sartorius...

返送校正サービス 短期間の対応可能

- 従来は2週間であったのが、**おおむね1週間**で実施できるようになりました(輸送に要する日数を除く)
- レイニンはもちろん、**他メーカー・ブランドのほぼすべてのモデル**のピペットにも対応
- ピペットをお預かりして校正を実施
- 厳しい温度、湿度、振動制御されたキャリブレーションセンターにて実施
- メトラー・トレドの天びんを使用
- メトラー・トレドの専門技術者が対応
- 過去の校正データを表記
- ISO 17025 認定サービス



校正プラン

スタンダードプラン	アドバンスドプラン	認定プラン
定期的なサービスを必要とするラボ	過去のパフォーマンスが重要な場合	より詳細なデータを必要あるいはISO 8655レベルをご希望の場合
Perfect for Academic Research R&D	Pharma Biotech Clinical research labs	GLP/GMP Regulated Labs

詳細は次項をご参照ください

▶ www.mt.com/JP-PIP_SVC

METTLER TOLEDO

返送校正サービス サービスプラン

スタンダードプラン	予防保守	調整前	調整後	検査報告書
定期的なサービスを必要とするラボ	✓	なし	2点 (10,100%) 4回 3点 (10,50,100%) 10回	✓

- 必要に応じてシール交換、校正後のリークテストを含む予防保守
- ISO8655あるいはメーカー仕様への調整
- 詳細な結果および履歴を記載した検査報告書

品番	プラン名
17800031	Single Channel PM, 2x4 AR
17800096	ALL 8 Channels PM, 2x4 AR
17800131	ALL 12 Channels PM, 2x4 AR
17800037	Single Channel PM, 3x10 AR
17800102	ALL 8 Channels PM, 3x10 AR
17800137	ALL 12 Channels PM, 3x10 AR

アドバンスドプラン	予防保守	調整前	調整後	検査報告書
過去のパフォーマンスが重要な場合	✓	2点 (10,100%) 4回	2点 (10,100%) 4回	✓

このプランには、スタンダードプランで提供されるすべてのサービスが含まれます。

- 調整前校正結果を記載
- 校正証明書 (ISO 17025) の発行は別料金となります

品番	プラン名
17800040	Single Channel 2x4 AF, PM, 2x4 AR
17800105	ALL 8 Channels 2x4 AF, PM, 2x4 AR
17800140	ALL 12 Channels 2x4 AF, PM, 2x4 AR

認定プラン	予防保守	調整前	調整後	検査報告書
より詳細なデータを必要な場合 あるいはISO 8655レベルをご希望の場合	✓	3点 (10, 50, 100%) 4回 3点 (10, 50, 100%) 10回	3点 (10, 50, 100%) 10回	✓

このプランには、アドバンスドプランで提供されるすべてのサービスが含まれます。

- 調整前校正結果を記載
- ISO 17025校正証明書 (測定の不確かさ、履歴、校正ラベルを含む) 準拠
- 校正証明書の発行は別料金となります

品番	プラン名
30767910	Single Channel 3x4 AF, PM, 3x10 AR
30767912	ALL 8 Channels 3x4 AF, PM, 3x10 AR
30767911	ALL 12 Channels 3x4 AF, PM, 3x10 AR
17800052	Single Channel 3x10 AF, PM, 3x10 AR
17800117	ALL 8 Channels 3x10 AF, PM, 3x10 AR
17800152	ALL 12 Channels 3x10 AF, PM, 3x10 AR

オプション

品番	プラン名
17800168	校正証明書の発行 (ISO 17025)
30672617	トレーサビリティ体系図発行

お問い合わせはこちら

WEB ▶ www.mt.com/JP-PIP_SVC
Email ▶ service.pipet.jp@mt.com

メトラー・トレド株式会社 技術サービスセンター
TEL:03-5815-5515
©11/2024 Mettler-Toledo K.K.,
Printed in Japan

代理店名

For more information

●製品の仕様・サービスの内容は予告なく変更することがありますので
あらかじめご了承ください