

Aktuelle Liste aller im akkreditierten Bereich angewandten Kalibrierverfahren

Messgröße	Kalibrierverfahren	Zugrunde liegendes Regelwerk
Waagen	Kalibrierung von nichtselbsttätigen elektronischen Waagen	EURAMET cg-18:V4.0 (2015)
Flüssigkeits-Volumen	Kalibrierung von Kolbenhubpipetten	EN ISO 8655:2022 DKD-R 8-1:2011
Flüssigkeits-Volumen	Kalibrierung von Mehrfachdispensern	EN ISO 8655:2022 DKD-R 8-2:2018
Flüssigkeits-Volumen	Kalibrierung von Einzelhubdispensern und Kolbenbüretten	EN ISO 8655:2022 DKD-R 8-3:2020

Mettler-Toledo GmbH

Ockerweg 3
35396 Gießen

Stand: 01.07.2024

Seite 1/1