

Güvenilir Nem Sonuçları İçin Akıllı Test Maddesi



Benzersiz Test Maddesi

SmartCal tanımlı bir nem içeriğine sahiptir. Kurutma sırasında açığa çıkan nem miktarı uygulanan sıcaklığa bağlıdır. Bu, 70 ila 230°C arasında bir sıcaklıkta nem analizörünün performansının doğrulanmasına olanak verir.



Hızlı ve Kolay Test

Cihazda entegre SmartCal yöntemini seçin, test poşetinin içeriğini numune keline eşit şekilde dağıtın ve ölçümü başlatın. 10 dakika sonra, cihazınızın performansının tatmin edici düzeyde olup olmadığını görebilirsiniz.



Belgelemiş Performans

SmartCal ölçüm raporları, cihazınızın zaman içerisindeki performansını izlemeyi ve yorumlamayı kolaylaştırır. Sonuçlar doğrudan cihazda depolanabilir veya ücretsiz onaylı Excel® rapor sayfamıza manuel olarak girilebilir.



Sertifikalı Sürüm

Bağımsız bir kuruluş tarafından onaylanmış bir test maddesine ihtiyacınız varsa cSmartCal'ı seçin. cSmartCal sertifikası en katı yasal gerekliliklere uygundur.



Tüm Nem Tayin Cihazları İçin Hızlı Performans Kontrolü

SmartCal, nem tayin cihazınızın performansını doğrulamanın hızlı ve etkili bir yolunu sunan yenilikçi bir test maddesidir. Nem tayin cihazınızın SmartCal ile düzenli olarak test edilmesi, nem ölçümlerinizin sürekli güvenilir olmasını ve endüstri yönetmeliklerinin taleplerini karşılamasını sağlar.

SmartCal testi sadece 10 dakika sürer ve normal bir ölçüm gibi kolayca yapılır.

SmartCal StarterPac'imiz SmartCal rutin testine başlamak için ihtiyacınız olan her şeyi içerir. Sertifikalı ve izlenebilir ürün sürümü olan cSmartCal ileri düzeyde mevzuata tabi sektörlerin ihtiyaçlarını karşılar.

SmartCal – güvenebileceğiniz nem sonuçları için.

Ürüne Genel Bakış

SmartCal StarterPac

SmartCal kullanmaya başlamak için bir StarterPac satın almanızı öneririz. Her StarterPac içinde 12 test poşeti ve SmartCal kullanıcı kılavuzu, ölçüm protokolleri, rapor şablonları, bir termal nemölçer ve validasyon dokümanları da dahil ihtiyacınız olan tüm aksesuarlar yer alır.

SmartCal poşetleri

Standart SmartCal, 12 veya 24 test poşeti içeren paketlerde bulunur ve METTLER TOLEDO tarafından sağlanan bir Üretim Sertifikası ile birlikte verilir.

cSmartCal poşetleri

Sertifikalı cSmartCal, 12 veya 24 test poşeti içeren paketlerde bulunur. Her parti için, bağımsız Alman Madde Araştırmaları ve Testleri Federal Enstitüsü tarafından Berlin'de (BAM, www.bam.de) bir Analiz Sertifikası düzenlenir. Kontrol limitleri standart SmartCal'dan daha dardır.

Kullanım ve raf ömrü

cSmartCal ve SmartCal tüm nem tayin cihazlarını test etmek için uygundur. cSmartCal ve SmartCal 36 ay raf ömrüne sahiptir.

SmartCal'ı kullanın ve aşağıdakilerden yararlanın:

- Hızlı ve kolay test prosedürü
- Doğrulanmış cihazlar sayesinde güvenilir sonuçlar
- Zaman içerisindeki belgelenmiş cihaz performansı
- Sertifikalı test maddesi (cSmartCal)
- Denetimlerde sorun çıkmaz

StarterPac	Parça No.
StarterPac cSmartCal	30005918
StarterPac SmartCal	30005917



SmartCal™	Parça No.
SmartCal, 24 poşet	30005790
SmartCal, 12 poşet	30005792



cSmartCal™	Parça No.
cSmartCal, 24 poşet	30005791
cSmartCal, 12 poşet	30005793



METTLER TOLEDO Group

Laboratuvar Tartısı

Bulduğunuz bölgede iletişime geçilebilecek adresler:

www.mt.com/localcontacts

Teknik değişikliklere tabidir

© 02/2020 METTLER TOLEDO. Tüm hakları saklıdır

30622933A

Group MarCom RITM615371 MD/JB

www.mt.com/smaltcal

Daha fazla bilgi için



* 3 0 6 2 2 9 3 3 A *