

JLゴールド天びん コンパクトでポータブル



省スペース設計

JL天びんの非常にスマートなデザインは、狭い空間にも最適です。小型で軽量のため、計量する場所に簡単に持ち運びできます。



明るいディスプレイ

バックライト付きディスプレイには大型の数字が表示され、明るい場所でも暗い場所でも数値の読み取りが簡単です。



頑丈設計

ステンレス鋼の計量皿と丈夫な構造により、信頼性の高い性能を常に維持できます。



バッテリー動作

出先での計量が必要な場合や電源がない場合にも、JL天びんは最適なソリューションです。



丈夫で軽量

あらゆる場所でジュエリーを計量

JLゴールド天びんは、品質と小型設計、費用対効果の高さを兼ね備えており、金のシンプルな計量要件をすべて満たします。JL天びんは、わかりやすさが最も重視されるジュエリーショップなどの小売用途に最適な天びんです。JL天びんの計量範囲は600g～最大6kg、最小表示は0.01g～0.1gです。

小型かつ軽量、高品質な素材の堅牢構造により、あらゆる場所への持ち運びに便利です。またバッテリーでも機能するので、あらゆる計量に柔軟に対応します。

傷や腐食に強いステンレス製計量プラットフォームは大型のため、余裕のあるスペースで金、銀、宝石用原石を計量できます。最大16種類の計量単位から選択できます。

JL ポータブルゴールド天びん — モデル概要

| 最小表示 | モデル | ひょう量 | 繰返し性 | 計量皿 | 寸法:長さ×幅×高さ |
|-------|----------|--------|-------|---------|------------------|
| 0.01g | JL602GE | 620g | 0.01g | ∅ 160mm | 194 × 225 × 67mm |
| | JL1502GE | 1,520g | 0.01g | ∅ 160mm | 194 × 225 × 67mm |
| 0.1g | JL6001GE | 6,200g | 0.1g | ∅ 160mm | 194 × 225 × 67mm |



機能

| | |
|--------|------------------------------|
| 正確な結果 | 外部分銅による調整 |
| | 大半の各国で商取引用機種を提供 |
| 効率的な操作 | 明るいバックライト付きLCDディスプレイ |
| | バッテリー動作 |
| | 補助ディスプレイオプション |
| | 16種類の計量単位 |
| 品質 | 床下計量フック |
| | 容易な保管と携行用のカバー |
| | ステンレス製計量皿 |
| | 過負荷防止機能 |
| 接続 | 小さな設置面積 |
| | RS232インターフェイス |
| | Bluetoothオプション |
| | PCにデータを簡単に転送できる内蔵PC Direct機能 |



16種類の計量単位

ct、g、mg、kg、ポンド、オンス、トロイオンス、グリーン、ペニーウェイト、匆、メスガル、香港テール、シンガポールテール、台湾テール、トウラ、パーツ (国内規制の対象)

アクセサリ



補助ディスプレイ

お客様に計量値を表示できます。



RS-P28プリンタ

正確な記録を確保できます。



天びんカバー

天びんの保管、積み重ねに最適です。



保護カバー

ほこりや汚れをさらに防御します。



キャリングケース

搬送中の天びんを保護します。



CarePac®点検用分銅

分銅2個による日常点検で常に正確さを維持できます。

www.mt.com/jl-jewelry

詳しくはウェブサイトへ

METTLER TOLEDO Group
Laboratory Weighing
Local contact: www.mt.com/contacts

メトラー・トレド株式会社
ラボテック事業部
Tel. 03-5815-5515
Fax. 03-5815-5525

Subject to technical changes
© 11/2022 METTLER TOLEDO.
All rights reserved
Group MarCom RITM967243 KK

© 11/2022 Mettler-Toledo K.K.,
30553688B
製品仕様は予告なく変更することがあります。